



VULPES GOODS
BODYCARE

RED LIGHT THERAPY BELT

**MANUAL • ANLEITUG
HANDLEIDING • MANUEL**

WWW.VULPESGOODS.COM

ENGLISH	3
The Device	4
User Guide	6
Characteristics and Application	7
DEUTSCH	8
Das Gerät	9
Benutzerhandbuc	11
Eigenschaften und Anwendung	12
NEDERLANDS	13
Het apparaat	14
Gebruiksaanwijzing	16
Kenmerken en Toepassingen	17
FRANCAIS	18
Le dispositif	19
Manuel de l'utilisateur	20
Caractéristiques et applications	21

ENGLISH

THE DEVICE



Red light belt

Timer

Brightness + / -

On/Of



Band Switching

Frequency setting

Red Light Belt

Place the belt on your back, shoulders, or waist and adjust it to your preference. Ensure it is securely fastened with the Velcro closure for optimal contact and effect.

Band Switching

The band switching function allows you to switch between settings with each press of the button: first for ALL (850+660+850 nm), second for 660 nm red light, and third for 850 nm infrared light.

Timer

Press the timer button once to set the timer to 5 minutes. Press twice to set it to 10 minutes, three times for 15 minutes, four times for 20 minutes, five times for 25 minutes, and six times for 30 minutes.

Brightness + / -

The device has 5 brightness levels. Each press of the + / - button increases/decreases the brightness.

Frequency Setting

The frequency is adjustable from 10 Hz to 40 Hz, with each press of the button gradually increasing the frequency.

On/Off

Press the power button once to turn the device on. Press twice to turn the device off.

USER GUIDE

- 1.** Connect the Red Light belt and plug it into the power outlet.
- 2.** Press the power button once to turn the device on. Press again to turn the device off.
- 3.** Use the + / - button to select the desired brightness.
- 4.** Press the timer button to set the desired time.
- 5.** Press the frequency button to set the desired frequency (10Hz to 40Hz).
- 6.** Turn off the Red Light belt before unplugging it.

CHARACTERISTICS AND APPLICATION

- The light is not waterproof and should not be used in water or damp locations.
- Do not use the product with essential oils.
- To avoid the risk of electric shock, turn off the power switch before performing any installation.
- It is strictly forbidden to disassemble the device.
- Avoid using it on open wounds or irritated skin to prevent further damage or infection. Consult a medical specialist before use.
- Keep the device away from children to avoid accidents. It is not designed for use by children.
- While the device may be effective in relieving pain and promoting recovery, it is not a substitute for medical treatment. Consult a medical specialist for severe or persistent pain.

DEUTSCH

DAS GERÄT



Rotlichtgürtel



Timer

Helligkeit + / -

Ein/Aus

Bandumschaltung

Frequenzeinstellung

Rotlichtgürtel

Legen Sie den Gürtel auf Ihren Rücken, Schultern oder Taille und passen Sie ihn nach Ihren Wünschen an. Stellen Sie sicher, dass er mit dem Klettverschluss sicher befestigt ist, um optimalen Kontakt und Effekt zu gewährleisten.

Bandumschaltung

Die Bandumschaltungsfunktion ermöglicht es Ihnen, mit jedem Druck auf die Taste zwischen den Einstellungen zu wechseln: zuerst ALL (850+660+850 nm), zweitens 660 nm rotes Licht und drittens 850 nm Infrarotlicht.

Timer

Drücken Sie die Timer-Taste einmal, um den Timer auf 5 Minuten einzustellen. Drücken Sie zweimal, um ihn auf 10 Minuten einzustellen, dreimal für 15 Minuten, viermal für 20 Minuten, fünfmal für 25 Minuten und sechsmal für 30 Minuten.

Helligkeit + / -

Das Gerät verfügt über 5 Helligkeitsstufen. Jeder Druck auf die + / - Taste erhöht/verringert die Helligkeit.

Frequenzeinstellung

Die Frequenz ist von 10 Hz bis 40 Hz einstellbar, wobei jeder Druck auf die Taste die Frequenz schrittweise erhöht.

Ein/Aus

Drücken Sie die Einschalttaste einmal, um das Gerät einzuschalten. Drücken Sie zweimal, um das Gerät auszuschalten.

BENUTZERHANDBUC

- 1.** Schließen Sie den Rotlichtgürtel an und stecken Sie den Stecker in die Steckdose.
- 2.** Drücken Sie einmal die Ein-/Aus-Taste, um das Gerät einzuschalten. Drücken Sie erneut, um das Gerät auszuschalten.
- 3.** Verwenden Sie die + / - Taste, um die gewünschte Helligkeit auszuwählen.
- 4.** Drücken Sie die Timer-Taste, um die gewünschte Zeit einzustellen.
- 5.** Drücken Sie die Frequenz-Taste, um die gewünschte Frequenz einzustellen (10Hz bis 40Hz).
- 6.** Schalten Sie den Rotlichtgürtel aus, bevor Sie den Stecker herausziehen.

EIGENSCHAFTEN UND ANWENDUNG

- Das Licht ist nicht wasserdicht und darf nicht im Wasser oder an feuchten Orten verwendet werden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht mit ätherischen Ölen.
- Um das Risiko eines elektrischen Schlags zu vermeiden, schalten Sie den Netzschalter aus, bevor Sie Installationen durchführen.
- Es ist strengstens verboten, das Gerät zu zerlegen.
- Vermeiden Sie die Anwendung auf offenen Wunden oder gereizter Haut, um weitere Schäden oder Infektionen zu verhindern. Konsultieren Sie vor der Anwendung einen medizinischen Fachmann.
- Halten Sie das Gerät von Kindern fern, um Unfälle zu vermeiden. Es ist nicht für die Verwendung durch Kinder bestimmt.
- Obwohl das Gerät bei der Schmerzlinderung und Genesung hilfreich sein kann, ersetzt es keine medizinische Behandlung. Konsultieren Sie bei starken oder anhaltenden Schmerzen einen Arzt.

NEDERLANDS

HET APPARAAT



Roodlicht riem

Timer

Helderheid + / -

Aan/uit



Bandschakeling

Frequentie-instelling

Roodlichtgordel

Plaats de gordel op je rug, schouders of taille en pas deze aan naar jouw voorkeur. Zorg ervoor dat deze stevig is bevestigd met de klittenbandsluiting voor optimaal contact en effect.

Bandschakeling

De bandschakelfunctie stelt je in staat om met elke druk op de knop tussen de instellingen te wisselen: eerst voor ALLE (850+660+850 nm), tweede voor 660 nm rood licht en derde voor 850 nm infrarood licht.

Timer

Druk eenmaal op de timerknop om de timer op 5 minuten in te stellen. Druk twee keer om deze op 10 minuten in te stellen, drie keer voor 15 minuten, vier keer voor 20 minuten, vijf keer voor 25 minuten en zes keer voor 30 minuten.

Helderheid + / -

Het apparaat heeft 5 helderheidsniveaus. Elke druk op de + / - knop verhoogt/verlaagd de helderheid.

Frequentie-instelling

De frequentie is instelbaar van 10 Hz tot 40 Hz, waarbij elke druk op de knop de frequentie geleidelijk verhoogt.

Aan/Uit

Druk eenmaal op de aan/uit-knop om het apparaat in te schakelen. Druk twee keer om het apparaat uit te schakelen.

GEBRUIKSAANWIJZING

- 1.** Sluit de Roodlicht riem aan en steek de stekker in het stopcontact.
- 2.** Druk eenmalig op de aan/uit knop om het apparaat in te schakelen. Druk nogmaals om het apparaat uit te schakelen.
- 3.** Druk op de + / - knop om de gewenste helderheid te kiezen.
- 4.** Druk op de timer knop om de gewenste tijd in te stellen
- 5.** Druk op de frequentie knop om de gewenste frequentie in te stellen. (10Hz tot 40Hz)
- 6.** Zet de Roodlight riem uit voor u de stekker verwijderd.

KENMERKEN EN TOEPASSINGEN

- Het licht is niet waterdicht en mag niet in water of op vochtige plaatsen worden gebruikt.
- Gebruik het product niet met etherische oliën.
- Om het risico op een elektrische schok te vermijden, schakelt u de stroomschakelaar uit voordat u de installatie uitvoert.
- Het is ten strengste verboden om het apparaat te demonteren.
- Vermijd gebruik op open wonden of geïrriteerde huid om verdere schade of infectie te voorkomen. Raadpleeg een medisch specialist voor gebruik.
- Houd het apparaat uit de buurt van kinderen om ongelukken te voorkomen. Het is niet ontworpen voor gebruik voor kinderen.
- Hoewel het apparaat effectief kan zijn bij het verlichten van pijn en het bevorderen van herstel, is het geen vervanging voor medische behandeling. Raadpleeg een medisch specialist voor ernstige of aanhoudende pijn.

FRANCAIS

LE DISPOSITIF



Ceinture à lumière rouge



Timer

Brightness + / -

On/Of

Band Switching

Frequency setting

Ceinture à lumière rouge

Placez la ceinture sur votre dos, vos épaules ou votre taille et ajustez-la à votre convenance. Assurez-vous qu'elle est solidement fixée avec la fermeture Velcro pour un contact et un effet optimaux.

Changement de bande

La fonction de changement de bande vous permet de basculer entre les réglages à chaque pression sur le bouton : d'abord pour TOUT (850+660+850 nm), ensuite pour la lumière rouge à 660 nm et enfin pour la lumière infrarouge à 850 nm.

Minuteur

Appuyez une fois sur le bouton du minuteur pour régler le minuteur sur 5 minutes. Appuyez deux fois pour le régler sur 10 minutes, trois fois pour 15 minutes, quatre fois pour 20 minutes, cinq fois pour 25 minutes et six fois pour 30 minutes.

Luminosité + / -

L'appareil dispose de 5 niveaux de luminosité. Chaque pression sur le bouton + / - augmente/diminue la luminosité.

Réglage de la fréquence

La fréquence est réglable de 10 Hz à 40 Hz, chaque pression sur le bouton augmentant progressivement la fréquence.

Marche/Arrêt

Appuyez une fois sur le bouton d'alimentation pour allumer l'appareil. Appuyez deux fois pour éteindre l'appareil.

MANUEL DE L'UTILISATEUR

1. Branchez la ceinture à lumière rouge et insérez la prise dans la prise de courant.
2. Appuyez une fois sur le bouton marche/arrêt pour allumer l'appareil. Appuyez à nouveau pour éteindre l'appareil.
3. Utilisez les boutons + / - pour sélectionner la luminosité souhaitée.
4. Appuyez sur le bouton du minuteur pour régler le temps souhaité.
5. Appuyez sur le bouton de fréquence pour régler la fréquence désirée (10Hz à 40Hz).
6. Éteignez la ceinture à lumière rouge avant de débrancher la prise.

CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS

- La lumière n'est pas étanche et ne doit pas être utilisée dans l'eau ou dans des endroits humides.
- N'utilisez pas le produit avec des huiles essentielles.
- Pour éviter tout risque de choc électrique, éteignez l'interrupteur d'alimentation avant de procéder à l'installation.
- Il est strictement interdit de démonter l'appareil.
- Évitez de l'utiliser sur des plaies ouvertes ou une peau irritée afin de prévenir des dommages supplémentaires ou des infections. Consultez un spécialiste médical avant utilisation.
- Gardez l'appareil hors de portée des enfants pour éviter tout accident. Il n'est pas conçu pour être utilisé par des enfants.
- Bien que l'appareil puisse être efficace pour soulager la douleur et favoriser la récupération, il ne remplace pas un traitement médical. Consultez un spécialiste médical en cas de douleur sévère ou persistante.